

Idee per lei presenta LadyP

COS'È?

È un accessorio che permette a tutte le donne di tutte le età di fare pipì in piedi, partendo dal presupposto che nessuna donna si siede nei bagni pubblici...

PERCHÉ DOVREBBE SERVIRE...

... A UNA DONNA?

Perché molto spesso ci troviamo a utilizzare bagni pubblici tutt'altro che puliti. Nessuna donna si siede nei bagni pubblici, ma stando in bilico rischiamo spesso di sporcarci o sporcare i vestiti. E vogliamo parlare di appendiabiti, mensole o ganci? Merce rara da trovare nei bagni pubblici! Anche se siamo agili e atletiche, e stare in posizione squat non ci spaventa affatto, farlo con cappotti, borse e scarpe e allo stesso tempo controllare che i pantaloni non tocchino terra è quanto meno irritante. E la turca? Così vicine al pavimento... Spesso poi i bagni delle donne sono gli stessi dei portatori di handicap e con il wc così alto è davvero difficile riuscire a non toccarlo.

... A UNA BAMBINA?

Baby pack con prolunga è consigliato, perché per non fare appoggiare le nostre bimbe alla tavoletta dobbiamo tenerle in braccio ed è una fatica sia per noi che per loro. Oppure siamo costrette a pulire il wc e/o "tappezzarlo" di carta igienica. E dopo tutta questa fatica, abbiamo generato una tale ansia che ci sentiamo dire «mamma, non mi scappa più!». Pensiamo a tutte le volte che dobbiamo accompagnare le nostre bambine o nipotine al bagno. «Ferma! Non toccare niente! Aspetta che pulisco! Non c'è la carta igienica, come faccio a "tappezzare" la tavoletta?». E potremmo andare avanti all'infinito... Fin quando hanno due o tre anni riusciamo a ovviare a queste urgenze tenendo le bimbe in braccio, ma poi quando diventano grandi e pesanti è un problema, ed è anche frustrante per loro. Usando IsyLei Baby Pack potremo scongiurare l'incubo dei bagni pubblici una volta per tutte, anche per loro! In questo caso la prolunga è molto utile per tenere le bimbe più distanti dal wc.

... A UNA SIGNORA ANZIANA O CON DIFFICOLTÀ DI MOVIMENTO?

Per tutti i motivi detti sopra, a cui si aggiunge l'ulteriore difficoltà a mantenere la posizione traballante e scomoda. Inoltre LadyP è comoda quando dobbiamo raccogliere un campione di urina per esami ospedalieri: maggiore comodità e minore rischio di contaminazione del campione.

... A UNA DONNA IN DOLCE ATTESA?

Perché oltre ad aver necessità di fare spesso pipì e avere difficoltà di movimento e a tenersi in equilibrio, ha le difese immunitarie basse ed è quindi più esposta a infezioni che si possono prendere utilizzando servizi igienici sporchi.

E SE IL BAGNO NON C'È E DOBBIAMO CERCARE UN CESPUGLIO?

Almeno non dobbiamo spogliarci e accovacciarci né temere che la persona messa a "fare il palo" ci dica che sta arrivando qualcuno! Dovremo solo abbassare leggermente i pantaloni, mantenendo così un po' meglio il controllo della situazione.



SE PRATICHIAMO SPORT...



... OUTDOOR

Grazie a LadyP non è necessario spogliarsi e accovacciarsi. In questa posizione oltre a essere sempre in bilico ci sentiamo molto vulnerabili. Sarà invece sufficiente abbassare leggermente i pantaloni.

... DISCIPLINE INVERNALI

Con gli scarponi da sci non è facile stare in bilico senza toccare il wc. Perché fa freddo e avere la possibilità di rimanere quasi vestita non è trascurabile.

... BICICLETTA

Di solito gli allenamenti e/o le escursioni durano diverse ore e anche qui poter stare in piedi e non accovacciate sarebbe una buona cosa.

... EQUITAZIONE

L'abbigliamento è molto aderente e gli stivali non aiutano a mantenere la posizione accovacciata.

... RUNNING

I punti di ristoro e relativi bagni chimici di solito sono improponibili.

...ma LadyP è un grande aiuto anche se siamo in VIAGGIO, in treno, aereo, o all'autogrill; se siamo in CAMPEGGIO; se andiamo in GITA IN CAMPAGNA.

COME È FATTA?

È una specie di imbuto.
È morbida e flessibile.

COME SI USA?

Tenendo l'occhiello verso l'alto, appoggiare LadyP al corpo in modo che aderisca soprattutto nella parte bassa. La parte alta invece va lasciata leggermente staccata in modo tale che possa passare l'aria sufficiente a non creare il vuoto.

Controlla la posizione di uscita e utilizzala.

COME SI PULISCE?

Con acqua e sapone (si può sterilizzare) o con una salviettina. Nelle confezioni IsyLei trovi un pratico salvagoccia

INOLTRE...

è **ECO-FRIENDLY**, può durare anche 15 anni

è **PRATICA**, se non si ha dell'acqua per sciacquarla o carta per asciugarla si può scuotere e mettere in un sacchettino di plastica. Basterà lavarla con acqua e saponare una volta rientrati

è **LEGGERA E FLESSIBILE** e si può piegare, arrotolare e mettere in un taschino della maglietta o della tuta

è **ECONOMICA**, la acquisti una volta e sei a posto per molto molto tempo

... e per non toglierci il gusto dello shopping è disponibile in tanti colori fra cui scegliere.



Acquista online su www.ideeperlei.it
info@ideeperlei.it